

Link do produktu: <https://kosmetykiprofex.pl/anti-pollution-zestaw-dotleniajaco-detoksykujacy-p-1260.html>



ANTI POLLUTION Zestaw dotleniająco - detoksykujący

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APO0000

Opis produktu

ANTI POLLUTION Zestaw dotleniająco - detoksykujący 10x3ml, 30ml

Nasza skóra codziennie narażona jest na działanie wielu niekorzystnych czynników takich jak – zanieczyszczenia środowiska, klimatyzowane pomieszczenia, stres, promieniowanie UV, dym papierosowy.

Idealną odpowiedzią na jej potrzeby jest kompleksowo działająca linia ANTI POLLUTION, wykorzystująca najnowsze odkrycia kosmetologii. Podstawą linii jest innowacyjne połączenie składników aktywnych, które dotleniają, odświeżają i chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem.

PRZEZNACZENIE:

każdy rodzaj cery ze szczególnym wskazaniem skóry niedotlenionej, szarej, zmęczonej, pozbawionej blasku. Preparat zalecany dla osób żyjących w zanieczyszczonym środowisku, narażonych na stres, promieniowanie UV, długo przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także palących papierosy

EFEKTY:

intensywne dotlenienie, stymulowanie naprawy uszkodzonych komórek, przywrócenie funkcji receptora witaminy D, dezaktywacja wolnych rodników, pobudzenie wielopoziomowej restrukturyzacji skóry, poprawienie kolorytu cery, zmniejszenie negatywnych dla skóry efektów zanieczyszczenia miejskiego, przywrócenie zdrowego i promiennego wyglądu

Aktywator – baza, dodana do ampułki aktywuje zawarte w niej składniki aktywne, uwalniając je z hydrożelowej matrycy.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Koncentrat: PRONALEN BIO - PROTECT, niacinamid, ACTI VITAMIN-D.

Aktywator: pantenol, ekstrakt z aloesu, Oxygen Booster.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zdjąć kapsel zabezpieczający, do zawartego w ampułce żelu dodać za pomocą zakraplacza 2-3ml aktywatora (wizualnie do poziomu załamania ampułki). Zamknąć ampułkę i przytrzymując zamknięcie kilkakrotnie wstrząsnąć, do momentu całkowitego połączenia się obu preparatów. Koncentrat nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasować lub wprowadzić za pomocą jonoforezy, mezoterapii bezigłowej lub tlenowej. Aby zachować odpowiedni poziom nawilżenia nałożyć na skórę żel do ultradźwięków.

Informacje: Testowany dermatologicznie