



Maska parafinowa morelowa

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	137028

Opis produktu

Przeznaczenie:

- kompleksowa i szybka regeneracja skóry rąk, twarzy lub całego ciała

Działanie:

- optymalnie nawilża skórę,
- regeneruje, wygładza i odświeża naskórek,
- poprawia koloryt twarzy i całego ciała,
- pobudza mikrocyrkulację,
- ułatwia głębsze wnikanie substancji aktywnych

Składniki aktywne:

- parafina,
- wosk pszczeli,
- olej kukui,
- olej macadamia

Stosowanie:

Twarz lub inne partie ciała:

Stopić parafinę do ciekłej konsystencji, temperatura nie powinna przekraczać 55 stopni C. Oczyszczoną i przygotowaną do zabiegu twarz lub inne partie ciała pokryć równomiernie bawełnianą gazą. Oczy przykryć wilgotnymi wacikami kosmetycznymi. Nakładać maskę bezpośrednio z podgrzewacza za pomocą pędzla i rozprowadzić szybkimi ruchami, zaczynając od czoła, pamiętając o pozostawieniu wolnych otworów nosowych. Nakładanie parafiny powtórzyć kilka razy (np. 5 warstw). Po 10 -20 minutach ściągnąć maskę wraz z gazą. Bezpośrednio po zabiegu można przeprowadzać kolejne zabiegi pielęgnacyjne lub wykonać makijaż.

Ręce:

Po oczyszczeniu skóry i wykonaniu peelingu, ręce zanurzać bezpośrednio w rozgrzanej masce parafinowej na około 1 minutę. Czynność powtórzyć 3-5 razy. Po zabiegu nałożyć foliowe rękawiczki, a następnie ciepłe rękawice frotte. Pozostawić na 10-20 minut.

Pojemność: 400g